



MISSIONE AZIENDALE

L'obiettivo è quello di analizzare i motivi di rotazione della colonna e qual è l'aspetto base che, se carente, dà il via a tale aspetto compensativo.

Il Canali Postural Method® ha studiato un sistema tridimensionale su come il compenso agisce rispetto alla perdita d'equilibrio del soggetto, un percorso che permetterebbe anche una valutazione predittiva in quanto i punti di reperi considerati, segnalano degli spostamenti che, se messi in relazione tra loro, permettono di comprendere quale sia la direzione compensativa dell'organismo



BUSTO CORRETTIVO ORTOPEDICO CANALI



IDENTIFICATIVO DI
REGISTRAZIONE BD/RDM 2731880

NORMATIVA Reg. UE 2017/745

BREVETTO

Brevetto italiano
102023000001710

Brevetto europeo 24154611.8
pubblicata con il numero
EP4410250 con rapporto di
ricerca completamente
positivo per 15
rivendicazioni su 15

POSTURA E SPORT E'
FABBRICANTE DI DISPOSITIVI
MEDICI SU MISURA CON CODICE
ITCA 01061300

FUNZIONAMENTO

La spinta frontale del "Busto Ortopedico Canali"
NON spinge sul piano sagittale e/o trasverso in direzione
postero anteriore, allo scopo di non abbattere le capacità di
tensegrità sagittali della colonna, che sono la base del
sostegno del tronco.

L'azione sul piano frontale di costringimento della curva
dorsale o dorso lombare, è esercitata prevalentemente sulla
parte cifotica del tronco ed ha lo scopo di ridurre il braccio di
leva frontale che si offre alla spinta rotatoria ascendente
proveniente dalla dinamica del passo



Busto Ortopedico

SCHEMA TECNICA